

Calistar^S

SINGLE INCISION POP REPAIR SYSTEM

ENFOCADO EN RESULTADOS ANATÓMICOS Y FUNCIONALES





Calistar S Single Incision POP Repair System

se indica para la reparación del prolapso anterior y apical, mediante el refuerzo de las estructuras de soporte del piso pélvico.

El procedimiento se realiza por medio de una única incisión vaginal.

FIJACIÓN SIMPLE Y FIRME

Arpones TAS (Tissue Anchoring System)

- 6 puntos de fijación a 360° y control de profundidad permiten un anclaje seguro y fuerte a los ligamentos sacroespinosos.
- Alto grado de pull out force.

BENEFICIOS

- Rápida, simple y precisa fijación a los ligamentos sacroespinosos.
- Resultados durables.



Brazos de fijación anterior

- Sistema exclusivo de anclaje multipunto.
- Diseño de bajo perfil.

BENEFICIOS

- Fijación primaria confiable al músculo obturador interno.
- Invasividad tisular mínima.



PRECISIÓN EN LA IMPLANTACIÓN

Guías retráctiles de inserción (RIG):

- Mango cómodo con insertor de mínimo diámetro.
- Dispositivo de retención y liberación de 2 pasos

BENEFICIO

- Control total al momento de elegir el correcto punto de fijación para cada paciente.




DISEÑO INTELIGENTE Y MÍNIMO MATERIAL SINTÉTICO

IMPLANTE CALISTAR S

- Malla de 16 gr / m² en el área central.
- Refuerzo del Nivel I & II de De Lancey.
- Índice de elasticidad diferencial en ejes longitudinal y transversal.

BENEFICIOS

- Interferencia mínima con los tejidos nativos.
- Reparación de los defectos anteriores y apicales.
- Función normal del área vaginal conservada.
- Notables resultados funcionales y anatómicos.





INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Calistar S - Prolapso Anterior y apical

CÓDIGO DE PRODUCTO: KIT – CALISTAR S

- 1 Implante de Prolapso Vaginal Anterior y Apical
- 3 Arpones TAS (Tissue Anchoring System) con suturas
- 1 Guía Retráctil de Inserción
- 1 Guía Retráctil para brazos anteriores
- 1 Baja nudos



www.promedon.com



B-90-30(02)/15-NOV-2016

