

EL CATÉTER URETERAL ES UN ELEMENTO DE USO MÚLTIPLE EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLÓGICOS

CARACTERÍSTICAS

// Lumen único con canal de inyección para acceso y extracción.

// Punta abierta

// No contiene latex

// Guías recomendadas:

Guía PTFE ● 0,028" ● 0,035"

Guía Nitinol con revestimiento PTFE ● 0,035"

Guía Nitinol Hidrofílica ● 0,025" ● 0,035"



MATERIAL	Poliuretano biocompatible
LONGITUD	70 cm
DIÁMETRO	6F
VISIBILIDAD RADIOPACA	✓
DISEÑO DE PUNTA (extremo distal)	Abierta
DIÁMETRO INTERNO	1,05 mm = 0,041"

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Código de Producto:
CAT-6-70

Presentación en caja de 10 unidades.