



n&s

Prótesis Testicular

Alta tecnología y máxima seguridad

Promedon
— People + Innovation



Prótesis testicular

Alta Tecnología

El elastómero de silicona de última generación utilizado para fabricar la prótesis le otorga una solidez al diseño que se asemeja a la consistencia natural del testículo, debido al bajo grado de dureza del material base.

Máxima Seguridad

N&S se puede implantar fácilmente, no provoca irritación y garantiza un procedimiento quirúrgico seguro, incluso si ocurrieran punciones en la prótesis. Debido a su diseño de material sólido, no se producen pérdidas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ref.	A [mm]	B [mm]
T-Small	31	23
T-Medium	37	28
T-Large	42	32
T-XLarge	47	34

Promedon
— People + Innovation

www.promedonproducts.com

