



atálogo de Productos



Natrelle®

Solución completa en implantes mamarios



ada paciente busca una medida.
Natrelle® atiende a todas.

**Línea de implantes mamarios
y de expansores de tejido Natrelle®.**

**Calidad superior, amplia elección,
mayor satisfacción.**

La marca Allergan fue establecida proporcionando innovación y calidad premium en soluciones quirúrgicas con una selección inigualable de productos para satisfacer lo que nuestros clientes precisan.

Tenemos el orgullo de ser líderes mundiales en la producción de implantes mamarios y expansores de tejido, y buscamos permanecer a la vanguardia de nuestra industria.

A fin de mantener su excelencia en los productos que ofrece Allergan continuará enfocada en la investigación tecnológica y en la constante innovación de nuestros productos.

Esta es nuestra fórmula para el éxito: continuar siendo pioneros, con productos de calidad que atiendan perfectamente la necesidad de nuestros clientes.

Natrelle®

- 06** Implantes Mamarios
Características de Productos y Materiales

08 Sistema de Planificación BioDIMENSIONAL®

- 09** Explicación del Sistema BioDIMENSIONAL®
Natrelle® Estilo 410 y Natrelle® Estilo 410 *Soft Touch*®,
relleno con gel, matriz de formato anatómico

- 14** Natrelle® Estilo 510

- 16** Natrelle® **INSPIRA**®

**Implantes Mamarios Redondos Texturizados
BioCELL® Rellenos con Gel de Silicona Cohesivo
Truform®1 y Truform®2**

- 20** Natrelle® Estilo 110 redondo, perfil bajo
Natrelle® Estilo 120 redondo, perfil alto
- 21** Natrelle® Estilo 110 *Soft Touch*® redondo, perfil bajo
Natrelle® Estilo 120 *Soft Touch*® redondo, perfil alto

**Implantes Mamarios Redondos Lisos Rellenos con
Gel de Silicona Cohesivo TruForm®1**

- 22** Natrelle® Estilo 40 perfil bajo
Natrelle® Estilo 45 perfil alto

**Reconstrucción Mamaria
BioDIMENSIONAL® en 1 Práctica**

- 24** Implante Mamario Expansible para reconstrucción
inmediata o tardía
- 25** Implante Mamario Expansible Natrelle® Estilo 150
Templates del Natrelle® Estilo 150
Accesorio Opcional: Kit de Unión
Para Tubo de Llenado

**26 Reconstrucción Mamaria
BioDIMENSIONAL® en 2 Prácticas**

- Explicación del Sistema de 2 Prácticas
Expansores de Tejido con Formas Anatómicas
- 27** Natrelle® Estilo 133 LV, MV y FV
- 28** Templates del Natrelle® Estilo 133

Moldes de Implantes Mamarios (Sizers)

- 29** Moldes de Implantes Mamarios BioDIMENSIONAL®
rellenos con gel, anatómico
- 31** Moldes de Implantes Mamarios redondos rellenos con gel

Implantes Mamarios

Características de Productos y Materiales

Implante Mamario Texturizado BioCELL®

La superficie texturizada BioCELL® es una parte integral del elastómero de silicona que permite la suave adherencia al tejido, la cual ha sido asociada a un reducido riesgo de contractura capsular. Formación de colágeno no lineal, resultante de esta interfaz única tejido-implante, que garantiza una implantación más segura.^{1,2}

INTRASHIEL®

La patentada tecnología de barrera INTRASHIEL® incorporada al elevado desempeño del elastómero de silicona reduce las características de la permeabilidad de la cápsula y minimiza la difusión del gel.³

Los implantes mamarios están diseñados para aproximar la suavidad y la gravedad específica del tejido natural de la mama, y se utiliza en el aumento y en la reconstrucción mamaria (mamoplastía).³

Gel de Silicona Cohesivo

Capas de elastómero de alto desempeño

Barrera de protección patentada INTRASHIEL®



TruForm® 1	TruForm® 2	TruForm® 3	TruForm® 4
Responsive	SoftTouch®	Cohesive	Dual Gel
- Cohesivo			+ Cohesivo



Planificación BioDIMENSIONAL®

Planificación BioDimensional®

El Sistema de Planificación BioDIMENSIONAL® fue inspiración de John B. Tebbetts, M.D., Dallas, Texas como resultado de su búsqueda, a lo largo de su carrera, en planificar y prever resultados en el aumento estético de las mamas.

El Sistema de Planificación BioDIMENSIONAL® comienza con una completa evaluación de la anatomía del paciente y la estructura geométrica de las mamas/tórax, a fin de asegurar conocimientos de todos los factores que puedan influenciar en el resultado estético.

Luego, los objetivos de los pacientes son discutidos, evaluados y comparados con su anatomía.

Finalmente, el médico desarrolla un curso de acción que llevará al cumplimiento de los objetivos de los pacientes. Los pacientes son alentados a pensar en términos de formas y dimensiones naturales de la mama, en lugar de hacerlo solo en el volumen.

Gel Coesivo y Materiales Avanzados

Los implantes mamarios Natrelle® Estilo 410 incorporan un avanzado gel cohesivo, la patentada barrera INTRASHIEL® y la patentada textura BioCELL®, que hacen de estas elementos los preferidos para la reconstrucción y aumento anatómicos.^{1,2,3,4}

- BioCELL® texturizado promueve adherencia del tejido para ayudar a mantener el propio posicionamiento del implante y para reducir el riesgo de contractura capsular.
- La cápsula INTRASHIEL® posee una patentada característica para minimizar la difusión de silicona.
- Marcas de orientación están convenientemente ubicadas en la superficie anterior y posterior del implante, y brindan asistencia visual y táctil sobre el posicionamiento en los lugares quirúrgicos.
- Gel cohesivo para control de la forma y confianza en el producto, incluso si la integridad de la cápsula estuviera comprometida.
- Los implantes mamarios Natrelle® Estilo 410 proporcionan al cirujano una habilidad inigualable para conseguir los resultados esperados para el aumento y reconstrucción de mamas.

Planificación BioDIMENSIONAL


Natrelle® Estilo 410

Solo la matriz de los implantes mamarios Estilo 410 puede ofrecer tanta diversidad de modelos que atienden a las necesidades de los pacientes.

Los implantes mamarios Estilo 410 están disponibles en una combinación innovadora de altura, ancho, opciones y proyección.

Los cirujanos pueden elegir entre doce diferentes modelos, de proyecciones bajas a extra-completas, con variaciones en el ancho de la base.

Es exactamente por esta selección de modelos que se permite mayores opciones de planificación para suplantar en esta amplitud las necesidades de los pacientes, facilitando así los resultados.



FL

Natrelle® Estilo 410

Altura completa/Baja proyección

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
<i>N-ST-FL100-140</i>	<i>N-27-FL100-140</i>	140	10.0	10.5	2.9
<i>N-ST-FL110-190</i>	<i>N-27-FL110-190</i>	190	11.0	11.5	3.1
<i>N-ST-FL115-220</i>	<i>N-27-FL115-220</i>	220	11.5	12.0	3.2
<i>N-ST-FL120-250</i>	<i>N-27-FL120-250</i>	250	12.0	12.5	3.4
<i>N-ST-FL130-320</i>	<i>N-27-FL130-320</i>	320	13.0	13.5	3.8

ML

Natrelle® Estilo 410

Altura moderada/Baja proyección

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
<i>N-ST-ML100-125</i>	<i>N-27-ML100-125</i>	125	10.0	9.1	2.9
<i>N-ST-ML110-170</i>	<i>N-27-ML110-170</i>	170	11.0	10.1	3.1
<i>N-ST-ML115-195</i>	<i>N-27-ML115-195</i>	195	11.5	10.6	3.2
<i>N-ST-ML120-220</i>	<i>N-27-ML120-220</i>	220	12.0	11.1	3.4
<i>N-ST-ML130-285</i>	<i>N-27-ML130-285</i>	285	13.0	12.1	3.8

LL

Natrelle® Estilo 410

Altura baja/Baja proyección

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
<i>N-ST-LL105-135</i>	<i>N-27-LL105-135</i>	135	10.5	8.6	3.0
<i>N-ST-LL115-180</i>	<i>N-27-LL115-180</i>	180	11.5	9.6	3.2
<i>N-ST-LL120-210</i>	<i>N-27-LL120-210</i>	210	12.0	10.1	3.4
<i>N-ST-LL125-240</i>	<i>N-27-LL125-240</i>	240	12.5	10.5	3.6
<i>N-ST-LL135-300</i>	<i>N-27-LL135-300</i>	300	13.5	11.4	4.0

FM

Natrelle® Estilo 410

Altura completa/Proyección moderada

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
<i>N-ST-FM095-155</i>	<i>N-27-FM095-155</i>	155	9.5	10.0	3.4
<i>N-ST-FM100-180</i>	<i>N-27-FM100-180</i>	180	10.0	10.5	3.6
<i>N-ST-FM105-205</i>	<i>N-27-FM105-205</i>	205	10.5	11.0	3.8
<i>N-ST-FM110-235</i>	<i>N-27-FM110-235</i>	235	11.0	11.5	4.0
<i>N-ST-FM115-270</i>	<i>N-27-FM115-270</i>	270	11.5	12.0	4.2
<i>N-ST-FM120-310</i>	<i>N-27-FM120-310</i>	310	12.0	12.5	4.4
<i>N-ST-FM125-350</i>	<i>N-27-FM125-350</i>	350	12.5	13.0	4.6
<i>N-ST-FM130-395</i>	<i>N-27-FM130-395</i>	395	13.0	13.5	4.8
<i>N-ST-FM135-440</i>	<i>N-27-FM135-440</i>	440	13.5	14.0	5.0
<i>N-ST-FM140-500</i>	<i>N-27-FM140-500</i>	500	14.0	14.5	5.2
<i>N-ST-FM145-550</i>	<i>N-27-FM145-550</i>	550	14.5	15.0	5.4
<i>N-ST-FM150-605</i>	<i>N-27-FM150-605</i>	605	15.0	15.5	5.5
<i>N-ST-FM155-670</i>	<i>N-27-FM155-670</i>	670	15.5	16.0	5.6

MM

Natrelle® Estilo 410

Altura moderada/Proyección moderada

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
<i>N-ST-MM100-160</i>	<i>N-27-MM100-160</i>	160	10.0	9.1	3.6
<i>N-ST-MM105-185</i>	<i>N-27-MM105-185</i>	185	10.5	9.6	3.8
<i>N-ST-MM110-215</i>	<i>N-27-MM110-215</i>	215	11.0	10.1	4.0
<i>N-ST-MM115-245</i>	<i>N-27-MM115-245</i>	245	11.5	10.6	4.2
<i>N-ST-MM120-280</i>	<i>N-27-MM120-280</i>	280	12.0	11.1	4.4
<i>N-ST-MM125-320</i>	<i>N-27-MM125-320</i>	320	12.5	11.6	4.6
<i>N-ST-MM130-360</i>	<i>N-27-MM130-360</i>	360	13.0	12.1	4.8
<i>N-ST-MM135-400</i>	<i>N-27-MM135-400</i>	400	13.5	12.5	5.0
<i>N-ST-MM140-450</i>	<i>N-27-MM140-450</i>	450	14.0	12.9	5.2

LM

Natrelle®

Altura baja/Proyección moderada

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
<i>N-ST-LM100-140</i>	<i>N-27-LM100-140</i>	140	10.0	8.1	3.6
<i>N-ST-LM110-190</i>	<i>N-27-LM110-190</i>	190	11.0	9.1	4.0
<i>N-ST-LM115-220</i>	<i>N-27-LM115-220</i>	220	11.5	9.6	4.2
<i>N-ST-LM120-250</i>	<i>N-27-LM120-250</i>	250	12.0	10.1	4.4
<i>N-ST-LM130-320</i>	<i>N-27-LM130-320</i>	320	13.0	10.9	4.8

FF

Natrelle® Estilo 410

Altura completa/Proyección completa

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-ST-FF095-160	N-27-FF095-160	160	9.5	10.0	3.7
N-ST-FF100-185	N-27-FF100-185	185	10.0	10.5	4.0
N-ST-FF105-220	N-27-FF105-220	220	10.5	11.0	4.2
N-ST-FF110-255	N-27-FF110-255	255	11.0	11.5	4.4
N-ST-FF115-290	N-27-FF115-290	290	11.5	12.0	4.6
N/A	N-27-FF120-335	335	12.0	12.5	4.8
N-ST-FF125-375	N-27-FF125-375	375	12.5	13.0	5.1
N-ST-FF130-425	N-27-FF130-425	425	13.0	13.5	5.2
N-ST-FF135-475	N-27-FF135-475	475	13.5	14.0	5.3
N-ST-FF140-535	N-27-FF140-535	535	14.0	14.5	5.6
N-ST-FF145-595	N-27-FF145-595	595	14.5	15.0	5.8
N-ST-FF150-655	N-27-FF150-655	655	15.0	15.5	6.1
N-ST-FF155-740	N-27-FF155-740	740	15.5	16.0	6.2

MF

Natrelle® Estilo 410

Altura moderada/Proyección completa

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-ST-MF095-140	N-27-MF095-140	140	9.5	8.6	3.7
N-ST-MF100-165	N-27-MF100-165	165	10.0	9.1	4.0
N-ST-MF105-195	N-27-MF105-195	195	10.5	9.6	4.2
N-ST-MF110-225	N-27-MF110-225	225	11.0	10.1	4.4
N-ST-MF115-255	N-27-MF115-255	255	11.5	10.6	4.6
N-ST-MF120-295	N-27-MF120-295	295	12.0	11.1	4.8
N-ST-MF125-335	N-27-MF125-335	335	12.5	11.6	5.1
N-ST-MF130-375	N-27-MF130-375	375	13.0	12.1	5.2
N-ST-MF135-420	N-27-MF135-420	420	13.5	12.5	5.3
N-ST-MF140-470	N-27-MF140-470	470	14.0	12.9	5.6
N-ST-MF145-525	N-27-MF145-525	525	14.5	13.2	5.8
N-ST-MF150-580	N-27-MF150-580	580	15.0	13.6	6.1
N-ST-MF155-640	N-27-MF155-640	640	15.5	13.9	6.2

LF

Natrelle® Estilo 410

Altura baja/Proyección completa

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®2 o TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®2	Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-ST-LF095-125	N-27-LF095-125	125	9.5	7.6	3.7
N-ST-LF100-150	N-27-LF100-150	150	10.0	8.1	4.0
N-ST-LF105-175	N-27-LF105-175	175	10.5	8.6	4.2
N-ST-LF110-205	N-27-LF110-205	205	11.0	9.1	4.4
N-ST-LF115-240	N-27-LF115-240	240	11.5	9.6	4.6
N-ST-LF120-270	N-27-LF120-270	270	12.0	10.1	4.8
N-ST-LF125-310	N-27-LF125-310	310	12.5	10.5	5.1
N-ST-LF135-390	N-27-LF135-390	390	13.5	11.4	5.3
N-ST-LF140-440	N-27-LF140-440	440	14.0	11.8	5.6
N-ST-LF145-490	N-27-LF145-490	490	14.5	12.2	5.8
N-ST-LF150-540	N-27-LF150-540	540	15.0	12.6	6.1
N-ST-LF155-595	N-27-LF155-595	595	15.5	13.0	6.2

FX

Natrelle® Estilo 410

Altura completa/Proyección extra completa

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®3 BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-27-FX095-185	185	9.5	10.0	4.6
N-27-FX100-215	215	10.0	10.5	4.9
N-27-FX105-245	245	10.5	11.0	5.1
N-27-FX110-280	280	11.0	11.5	5.3
N-27-FX115-315	315	11.5	12.0	5.5
N-27-FX120-360	360	12.0	12.5	5.7
N-27-FX125-410	410	12.5	13.0	6.0
N-27-FX130-450	450	13.0	13.5	6.1
N-27-FX135-495	495	13.5	14.0	6.2
N-27-FX140-560	560	14.0	14.5	6.5
N-27-FX145-615	615	14.5	15.0	6.7
N-27-FX150-690	690	15.0	15.5	7.0
N-27-FX155-775	775	15.5	16.0	7.1

MX

Natrelle® Estilo 410

Altura moderada/Proyección extra completa

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-27-MX095-165	165	9.5	8.6	4.6
N-27-MX100-195	195	10.0	9.1	4.9
N-27-MX105-225	225	10.5	9.6	5.1
N-27-MX110-255	255	11.0	10.1	5.3
N-27-MX115-290	290	11.5	10.6	5.5
N-27-MX120-325	325	12.0	11.1	5.7
N-27-MX125-370	370	12.5	11.6	6.0
N-27-MX130-410	410	13.0	12.1	6.1
N-27-MX135-445	445	13.5	12.5	6.2
N-27-MX140-520	520	14.0	12.9	6.5
N-27-MX145-550	550	14.5	13.2	6.7
N-27-MX150-620	620	15.0	13.6	7.0
N-27-MX155-685	685	15.5	13.9	7.1

LX

Natrelle® Estilo 410

Altura baja/Proyección extra completa

Implante Mamario relleno con gel cohesivo TruForm®3, BioDIMENSIONAL®. Formato anatómico, texturización BioCELL® y cápsula con barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 410 TruForm®3	Tamaño (g)	Largura (cm)	Altura (cm)	Projeção (cm)
N-27-LX095-145	145	7.6	9.5	4.6
N-27-LX100-175	175	8.1	10.0	4.9
N-27-LX105-195	195	8.6	10.5	5.1
N-27-LX110-225	225	9.1	11.0	5.3
N-27-LX115-255	255	9.6	11.5	5.5
N-27-LX120-290	290	10.1	12.0	5.7
N-27-LX125-330	330	10.5	12.5	6.0
N-27-LX130-365	365	10.9	13.0	6.1
N-27-LX135-405	405	11.4	13.5	6.2
N-27-LX140-455	455	11.8	14.0	6.
N-27-LX145-515	515	12.2	14.5	6.7
N-27-LX150-570	570	12.6	15.0	7.0
N-27-LX155-625	625	13.0	15.5	7.1

Natrelle® Estilo 510

EL modelo Natrelle® Estilo 510 *Dual Gel* es un producto innovador con una combinación de geles única. La parte posterior del implante está hecha con gel TruForm®3, como en los modelos Natrelle® Estilo 410, y la parte anterior del implante está compuesta de un gel de alta cohesión, creando el TruForm® Dual Gel. Este diferencial proporciona proyección y apoyo superior, enfatizando el pezón/área de la areola.

La forma del gel posterior del implante 510 también es cóncava obteniendo así un mejor ajuste a la caja torácica. Además, otro aspecto es la afinación en el polo superior, a lo largo de la base cóncava, reduciendo el escalón en la

caja torácica minimizando su palpación.

Otras características de los modelos de la línea Natrelle® Estilo 510 *Dual Gel* incluyen:

Texturización BioCELL®

La superficie texturizada BioCELL® es una parte integral del elastómero de silicona que permite una suave adherencia de la silicona al tejido, la cual ha sido asociada a un reducido riesgo de contractura capsular.

Barrera INTRASHIEL®

La capa INTRASHIEL®, ubicada entre las capas de silicona, tiene un diseño patentado hecho para minimizar la difusión del gel de silicona.

Marcas de Orientación

Las marcas de orientación están ubicadas convenientemente en la superficie anterior y posterior del implante, para ayudar tanto visual como táctilmente al posicionamiento del implante en el lugar.

Con tres modelos (Natrelle® Estilo 510LX, Natrelle® Estilo 510MX e Natrelle® Estilo 510FX), la línea Natrelle® Estilo 510 *Dual Gel* está basada en la línea Natrelle® Estilo 410XP con dimensiones idénticas de base (altura y ancho).

LX

Natrelle® Estilo 510

Altura baja/Proyección extra completa

Implante Mamario BioDIMENSIONAL® con texturización BioCELL®, relleno con gel de silicona cohesivo TruForm® Dual Gel, barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 510 LX	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-510LX-130	130	7.6	9.5	4.4
N-510LX-155	155	8.1	10.0	4.7
N-510LX-185	185	8.6	10.5	4.9
N-510LX-205	205	9.1	11.0	5.1
N-510LX-230	230	9.6	11.5	5.3
N-510LX-275	275	10.1	12.0	5.5
N-510LX-305	305	10.5	12.5	5.7
N-510LX-330	330	10.9	13.0	5.9
N-510LX-365	365	11.4	13.5	6.0
N-510LX-425	425	11.8	14.0	6.3
N-510LX-475	475	12.2	14.5	6.4
N-510LX-530	530	12.6	15.0	6.8
N-510LX-575	575	13.0	15.5	7.0

MX

Natrelle® Estilo 510

Altura moderada/Proyección extra completa

Implante Mamario BioDIMENSIONAL® con texturización BioCELL®, relleno con gel de silicona cohesivo TruForm® Dual Gel, barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 510 MX	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-510MX-145	145	8.6	9.5	4.4
N-510MX-175	175	9.1	10.0	4.7
N-510MX-200	200	9.6	10.5	4.9
N-510MX-220	220	10.1	11.0	5.1
N-510MX-245	245	10.6	11.5	5.3
N-510MX-290	290	11.1	12.0	5.5
N-510MX-335	335	11.6	12.5	5.6
N-510MX-360	360	12.1	13.0	5.9
N-510MX-385	385	12.5	13.5	5.9
N-510MX-445	445	12.9	14.0	6.3
N-510MX-490	490	13.2	14.5	6.4
N-510MX-550	550	13.6	15.0	6.8
N-510MX-600	600	13.9	15.5	7.0

FX

Natrelle® Estilo 510

Altura moderada/Proyección extra completa

Implante Mamario BioDIMENSIONAL® con texturización BioCELL®, relleno con gel de silicona cohesivo TruForm® Dual Gel, barrera INTRASHIEL®.

Natrelle® Estilo 510 FX	Tamaño (g)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Proyección (cm)
N-510FX-165	165	10.0	9.5	4.4
N-510FX-190	190	10.5	10.0	4.7
N-510FX-210	210	11.0	10.5	4.9
N-510FX-250	250	11.5	11.0	5.1
N-510FX-280	280	12.0	11.5	5.3
N-510FX-310	310	12.5	12.0	5.5
N-510FX-350	350	13.0	12.5	5.6
N-510FX-400	400	13.5	13.0	5.9
N-510FX-435	435	14.0	13.5	6.0
N-510FX-495	495	14.5	14.0	6.3
N-510FX-545	545	15.0	14.5	6.4
N-510FX-595	595	15.5	15.0	6.8
N-510FX-630	630	16.0	15.5	7.0

La nueva generación de Implantes Redondos

La nueva generación de implantes redondos Natrelle® INSPIRA presenta un alto perfil de seguridad y texturización BioCELL®, que reduce los índices de contractura capsular y la migración del implante. Además, la línea es adecuada para cada necesidad de sus pacientes. Natrelle® INSPIRA cuenta también con un portafolio completo adecuado para todos los tipos de pacientes.

Natrelle® INSPIRA Texturizado

Proyección Baja

Redondo, barrera INTRASHIEL®, texturizada, cobertura BioCELL® relleno con gel cohesivo TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-TRL110	<i>N-TSL110</i>	110	10,0	1,9
N-TRL125	<i>N-TSL125</i>	125	10,5	2,0
N-TRL140	<i>N-TSL140</i>	140	11,0	2,0
N-TRL170	<i>N-TSL170</i>	170	11,5	2,2
N-TRL200	<i>N-TSL200</i>	200	12,0	2,4
N-TRL230	<i>N-TSL230</i>	230	12,5	2,5
N-TRL260	<i>N-TSL260</i>	260	13,0	2,6
N-TRL290	<i>N-TSL290</i>	290	13,5	2,7
N-TRL320	<i>N-TSL320</i>	320	14,0	2,8
N-TRL350	<i>N-TSL350</i>	350	14,25	2,9
N-TRL380	<i>N-TSL380</i>	380	14,5	3,0
N-TRL410	<i>N-TSL410</i>	410	15,0	3,1
N-TRL460	<i>N-TSL460</i>	460	15,5	3,2
N-TRL510	<i>N-TSL510</i>	510	16,0	3,4
N-TRL560	<i>N-TSL560</i>	560	16,5	3,5
N-TRL610	<i>N-TSL610</i>	610	17,0	3,6

Natrelle® INSPIRA Texturizado

Proyección Moderada

Redondo, barrera INTRASHIEL®, texturizada, cobertura BioCELL® relleno con gel cohesivo TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-TRM140	<i>N-TSM140</i>	140	9,5	3,0
N-TRM175	<i>N-TSM175</i>	175	10,0	3,3
N-TRM210	<i>N-TSM210</i>	210	10,5	3,5
N-TRM240	<i>N-TSM240</i>	240	11,0	3,7
N-TRM255	<i>N-TSM255</i>	255	11,25	3,8
N-TRM275	<i>N-TSM275</i>	275	11,5	3,9
N-TRM295	<i>N-TSM295</i>	295	11,75	3,9
N-TRM310	<i>N-TSM310</i>	310	12,0	4,0
N-TRM330	<i>N-TSM330</i>	330	12,25	4,1
N-TRM345	<i>N-TSM345</i>	345	12,5	4,2
N-TRM360	<i>N-TSM360</i>	360	12,75	4,2
N-TRM375	<i>N-TSM375</i>	375	13,0	4,3
N-TRM405	<i>N-TSM405</i>	405	13,25	4,4
N-TRM445	<i>N-TSM445</i>	445	13,5	4,5
N-TRM485	<i>N-TSM485</i>	485	14,0	4,6
N-TRM520	<i>N-TSM520</i>	520	14,5	4,8
N-TRM600	<i>N-TSM600</i>	600	15,0	4,9
N-TRM640	<i>N-TSM640</i>	640	15,5	5,0
N-TRM685	<i>N-TSM685</i>	685	16,0	5,2



Natrelle® INSPIRA Texturizado

Proyección Completa

Redondo, barrera INTRASHIEL®, texturizada, cobertura BioCELL® relleno con gel cohesivo TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-TRF180	<i>N-TSF180</i>	180	9,5	4,0
N-TRF220	<i>N-TSF220</i>	220	10,0	4,2
N-TRF240	<i>N-TSF240</i>	240	10,5	4,3
N-TRF265	<i>N-TSF265</i>	265	11,0	4,5
N-TRF295	<i>N-TSF295</i>	295	11,25	4,6
N-TRF325	<i>N-TSF325</i>	325	11,5	4,7
N-TRF335	<i>N-TSF335</i>	335	11,75	4,8
N-TRF345	<i>N-TSF345</i>	345	12,0	4,9
N-TRF365	<i>N-TSF365</i>	365	12,25	5,0
N-TRF385	<i>N-TSF385</i>	385	12,5	5,1
N-TRF415	<i>N-TSF415</i>	415	12,75	5,2
N-TRF450	<i>N-TSF450</i>	450	13,0	5,3
N-TRF485	<i>N-TSF485</i>	485	13,25	5,4
N-TRF520	<i>N-TSF520</i>	520	13,5	5,5
N-TRF560	<i>N-TSF560</i>	560	14,0	5,7
N-TRF605	<i>N-TSF605</i>	605	14,5	5,8
N-TRF695	<i>N-TSF695</i>	695	15,0	6,0
N-TRF745	<i>N-TSF745</i>	745	15,5	6,1

Natrelle® INSPIRA Texturizado

Proyección Extra Completa

Redondo, barrera INTRASHIEL®, texturizada, cobertura BioCELL® relleno con gel cohesivo TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-TRX205	<i>N-TSX205</i>	205	9,5	4,4
N-TRX255	<i>N-TSX255</i>	255	10,0	4,8
N-TRX285	<i>N-TSX285</i>	285	10,5	5,0
N-TRX310	<i>N-TSX310</i>	310	11,0	5,4
N-TRX340	<i>N-TSX340</i>	340	11,25	5,5
N-TRX375	<i>N-TSX375</i>	375	11,5	5,7
N-TRX400	<i>N-TSX400</i>	400	11,55	5,8
N-TRX420	<i>N-TSX420</i>	420	12,0	5,9
N-TRX445	<i>N-TSX445</i>	445	12,25	6,0
N-TRX470	<i>N-TSX470</i>	470	12,5	6,2
N-TRX495	<i>N-TSX495</i>	495	12,75	6,2
N-TRX525	<i>N-TSX525</i>	525	13,0	6,3
N-TRX545	<i>N-TSX545</i>	545	13,25	6,3
N-TRX560	<i>N-TSX560</i>	560	13,5	6,4
N-TRX615	<i>N-TSX615</i>	615	14,0	6,5
N-TRX700	<i>N-TSX700</i>	700	14,5	6,6
N-TRX750	<i>N-TSX750</i>	750	15,0	6,7
N-TRX800	<i>N-TSX800</i>	800	15,5	6,8

Natrelle® INSPIRA Liso*

Proyección Baja

Redondo, barrera INTRASHIEL® liso, relleno con gel cohesivo
TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-SRL110	<i>N-SSL110</i>	110	10,0	1,9
N-SRL140	<i>N-SSL140</i>	140	11,0	2,0
N-SRL170	<i>N-SSL170</i>	170	11,5	2,2
N-SRL200	<i>N-SSL200</i>	200	12,0	2,4
N-SRL230	<i>N-SSL230</i>	230	12,5	2,5
N-SRL260	<i>N-SSL260</i>	260	13,0	2,6
N-SRL290	<i>N-SSL290</i>	290	13,5	2,7
N-SRL320	<i>N-SSL320</i>	320	14,0	2,8
N-SRL350	<i>N-SSL350</i>	350	14,25	2,9
N-SRL380	<i>N-SSL380</i>	380	14,5	3,0
N-SRL410	<i>N-SSL410</i>	410	15,0	3,1
N-SRL460	<i>N-SSL460</i>	460	15,5	3,2
N-SRL510	<i>N-SSL510</i>	510	16,0	3,4
N-SRL560	<i>N-SSL560</i>	560	16,5	3,5
N-SRL610	<i>N-SSL610</i>	610	17,0	3,6

Natrelle® INSPIRA Liso*

Proyección Moderada

Redondo, barrera INTRASHIEL® liso, relleno con gel cohesivo
TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-SRM140	<i>N-SSM140</i>	140	9,5	3,0
N-SRM170	<i>N-SSM170</i>	170	10,0	3,1
N-SRM190	<i>N-SSM190</i>	190	10,5	3,2
N-SRM205	<i>N-SSM205</i>	205	11,0	3,3
N-SRM235	<i>N-SSM235</i>	235	11,5	3,5
N-SRM270	<i>N-SSM270</i>	270	12,0	3,7
N-SRM300	<i>N-SSM300</i>	300	12,5	3,8
N-SRM365	<i>N-SSM365</i>	365	13,0	4,0
N-SRM400	<i>N-SSM400</i>	400	13,5	4,2
N-SRM470	<i>N-SSM470</i>	470	14,0	4,4
N-SRM505	<i>N-SSM505</i>	505	14,5	4,5
N-SRM545	<i>N-SSM545</i>	545	15,0	4,6
N-SRM580	<i>N-SSM580</i>	580	15,5	4,7
N-SRM620	<i>N-SSM620</i>	620	16,0	4,8
N-SRM755	<i>N-SSM755</i>	755	16,5	5,0

* Producto no disponible en algunos países.

Natrelle® INSPIRA Liso*

Proyección Completa

Redondo, barrera INTRASHIEL® liso, relleno con gel cohesivo
TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-SRF175	<i>N-SSF175</i>	175	9,5	3,7
N-SRF190	<i>N-SSF190</i>	190	10,0	3,8
N-SRF235	<i>N-SSF235</i>	235	10,5	4,0
N-SRF255	<i>N-SSF255</i>	255	11,0	4,2
N-SRF290	<i>N-SSF290</i>	290	11,50	4,5
N-SRF335	<i>N-SSF335</i>	335	12,0	4,7
N-SRF370	<i>N-SSF370</i>	370	12,50	4,8
N-SRF435	<i>N-SSF435</i>	435	13,0	4,9
N-SRF500	<i>N-SSF500</i>	500	13,50	5,1
N-SRF540	<i>N-SSF540</i>	540	14,0	5,3
N-SRF630	<i>N-SSF630</i>	630	14,50	5,6
N-SRF675	<i>N-SSF675</i>	675	15,0	5,8
N-SRF770	<i>N-SSF770</i>	770	15,50	6,0

Natrelle® INSPIRA Liso*

Proyección Extra Completa

Redondo, barrera INTRASHIEL® liso, relleno con gel cohesivo
TruForm®1 o TruForm®2.

TruForm®1	TruForm®2	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección (cm)
N-SRX200	<i>N-SSX200</i>	200	9,5	4,2
N-SRX225	<i>N-SSX225</i>	225	10,0	4,5
N-SRX285	<i>N-SSX285</i>	285	10,5	4,8
N-SRX310	<i>N-SSX310</i>	310	11,0	5,1
N-SRX370	<i>N-SSX370</i>	370	11,5	5,4
N-SRX415	<i>N-SSX415</i>	415	12,0	5,7
N-SRX465	<i>N-SSX465</i>	465	12,5	5,9
N-SRX520	<i>N-SSX520</i>	520	13,0	6,0
N-SRX550	<i>N-SSX550</i>	550	13,5	6,1
N-SRX610	<i>N-SSX610</i>	610	14,0	6,2
N-SRX695	<i>N-SSX695</i>	695	14,5	6,4
N-SRX745	<i>N-SSX745</i>	745	15,0	6,5
N-SRX800	<i>N-SSX800</i>	800	15,5	6,7


* Producto no disponible en algunos países.

BioCELL® Texturizado
Implantes Mamarios Redondos
texturizados rellenos con Gel
de Silicona cohesivo TruForm®1

BioCELL® Texturizado
Implantes Mamarios Redondos
texturizados rellenos con Gel
de Silicona cohesivo TruForm® 2

Natrelle® Estilo 110


Implante Mamario redondo de perfil bajo con texturización BioCELL®, relleno con Gel de Silicona cohesivo TruForm®1 y cápsula con barrera INTRASHIEL®.



Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N27-110091	90	8.7	2.0
N27-110121	120	9.0	2.4
N27-110151	150	9.7	2.5
N27-110181	180	10.3	2.7
N27-110211	210	11.1	2.8
N27-110241	240	11.7	2.9
N27-110271	270	12.3	3.0
N27-110301	300	12.6	3.1
N27-110331	330	12.8	3.1
N27-110361	360	13.5	3.2
N27-110391	390	13.7	3.2
N27-110421	420	13.9	3.3
N27-110451	450	14.3	3.3
N27-110481	480	15.1	3.3
N27-110511	510	15.5	3.4

Natrelle® Estilo 110 Soft Touch®


Implante Mamario redondo de perfil bajo con texturización BioCELL®, relleno con Gel de Silicona cohesivo TruForm® 2 y cápsula con barrera INTRASHIEL®.



Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
NST-110080	80	7.6	2.6
NST-110110	110	8.6	2.8
NST-110140	140	8.9	3.3
NST-110170	170	9.8	3.3
NST-110200	200	10.7	3.4
NST-110230	230	11.2	3.5
NST-110265	265	11.7	3.7
NST-110295	295	11.9	3.9
NST-110335	335	12.4	4.1
NST-110360	360	12.7	4.2
NST-110390	390	12.9	4.4
NST-110435	435	13.4	4.5
NST-110470	470	13.9	4.5
NST-110505	505	14.2	4.7
NST-110620	620	15.5	4.8
NST-110710	710	16.2	5.0
NST-110800	800	16.9	5.1

Natrelle® Estilo 120


Implante Mamario redondo de perfil alto con texturización BioCELL®, relleno con Gel de Silicona cohesivo TruForm®1 y cápsula con barrera INTRASHIEL®.



Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N27-120181	180	9.4	3.3
N27-120221	220	9.9	3.7
N27-120261	260	10.6	4.0
N27-120301	300	11.0	4.2
N27-120341	340	11.5	4.3
N27-120401	400	12.1	4.5
N27-120451	450	12.4	5.0
N27-120501	500	13.5	4.7
N27-120551	550	13.9	4.8
N27-120601	600	14.5	4.9
N27-120651	650	15.5	5.0
N27-120701	700	15.3	5.9
N27-120751	750	15.7	6.0
N27-120801	800	16.2	6.0

Natrelle® Estilo 120 Soft Touch®

Implante Mamario redondo de perfil alto con texturización BioCELL®, relleno con Gel de Silicona cohesivo TruForm® 2 y cápsula con barrera INTRASHIEL®.




Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
NST-120110	110	8.6	2.8
NST-120130	130	8.9	3.2
NST-120160	160	9.1	3.8
NST-120190	190	9.3	4.2
NST-120230	230	9.9	4.6
NST-120280	280	10.4	5.0
NST-120310	310	10.7	5.2
NST-120365	365	11.4	5.4
NST-120410	410	11.8	5.7
NST-120460	460	12.3	5.8
NST-120525	525	12.7	6.2



uperficie Lisa
*Implantes Mamarios Redondos Lisos
rellenos con Gel de Silicona cohesivo
TruForm®1*

Natrelle® Estilo 40*

Implante Mamario Redondo de perfil bajo, liso,
relleno con gel de silicona cohesivo TruForm®1 y
cápsula con barrera INTRASHIEL®.




Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro A (cm)	Proyección B (cm)
N-25-40081	80	8.8	1.7
N-25-40101	100	8.9	2.2
N-25-40121	120	9.1	2.5
N-25-40141	140	9.4	2.7
N-25-40161	160	9.7	3.1
N-25-40181	180	10.0	3.3
N-25-40201	200	10.2	3.5
N-25-40221	220	10.5	3.6
N-25-40241	240	10.9	3.7
N-25-40261	260	11.2	3.8
N-25-40281	280	11.4	3.8
N-25-40301	300	11.7	3.9
N-25-40321	320	12.0	3.9
N-25-40341	340	12.3	4.0
N-25-40361	360	12.5	4.1
N-25-40401	400	12.7	4.2
N-25-40461	460	13.8	4.2
N-25-40501	500	14.2	4.3
N-25-40561	560	14.7	4.6

*Producto no disponible en algunos países.

Natrelle® Estilo 45*

Implante Mamario Redondo de perfil alto, liso,
relleno con gel de silicona cohesivo TruForm®1 y
cápsula con barrera INTRASHIEL®.



Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro A (cm)	Proyección B (cm)
N-25-45121	120	7.4	3.6
N-25-45161	160	8.2	3.8
N-25-45201	200	9.0	4.1
N-25-45241	240	9.6	4.3
N-25-45281	280	10.0	4.6
N-25-45321	320	10.4	4.8
N-25-45361	360	10.8	5.1
N-25-45401	400	11.2	5.1
N-25-45461	460	11.6	5.4
N-25-45501	500	11.8	5.5
N-25-45551	550	12.0	5.5

*Producto no disponible en algunos países.



BioDIMENSIONAL® en 1 Práctica

Reconstrucción Mamaria con expansor

BioDIMENSIONAL® en 1 Práctica

Implante Mamario Expansible para reconstrucción Inmediata o Tardía

Con un relleno de solución salina ajustable envuelto por gel de silicona, el implante mamario Natrelle® Estilo 150 ofrece la oportunidad para crear una apariencia más natural de la mama. En la mayoría de los casos, el implante mamario Natrelle® Estilo 150 no requiere de cirugía para cambiar el expansor. La expansión controlada únicamente para el polo inferior proporciona resultados con contorno natural.



Expansión Definitiva Dos Opciones de Altura

Están disponibles en dos opciones de altura y configuración del polo superior - Natrelle® Estilo 150 Altura Completa y Natrelle® Estilo 150 Altura Baja, adecuándose a los pacientes.



Superficie BioCELL®


La texturización BioCELL® posee expansión agresiva y promueve adherencia tisular con oportunidad para una rápida fijación, reduciendo el riesgo de contractura capsular, resultando en una mama más suave. La Texturización BioCELL® ayuda a mantener el posicionamiento del implante mamario y mejora la definición del pliegue inframamario.^{1, 2}

Ajuste de Confianza a Largo Plazo

El implante mamario Natrelle® Estilo 150 incorpora un sistema de pre relleno con solución salina que elimina la necesidad de válvulas previamente asociadas con sistema de relleno de 1 práctica. El proyecto original de las características del implante mamario Natrelle® Estilo 150 moldeó integralmente conectores y un lugar remoto de inyección que permitiese confianza en el ajuste a largo plazo del dispositivo.

Natrelle® Estilo 150 - Acceso Remoto

Proyectado con un protector self-sealing y aguja con protección de titanio para impedir la puntura a través de la base del lugar de inyección.




BioDIMENSIONAL® en 1 Práctica

Reconstrucción Mamaria con expansor

BioDIMENSIONAL® en 1 Práctica

Natrelle® Estilo 150 Altura Completa


Implante Mamario Lúmen expansible con relleno de Solución Salina ajustable con Gel TruForm®3 BioDIMENSIONAL®, acceso remoto, cápsula con barrera INTRASHIEL®, formato anatómico BioCELL® texturizado.



Catálogo #	Volumen (cm³)	Ancho A (cm)	Altura B (cm)	Protección C (cm)	Relleno Gel (g)	Relleno c/ S. Salina (cm³)
N-27-150231	230-250	10.5	11.5	4.6-5.5	115	115-135
N-27-150281	280-300	11.5	12.5	5.0-5.6	140	140-160
N-27-150351	350-370	12.0	13.0	5.3-6.0	175	175-195
N-27-150431	430-455	13.0	14.0	5.6-6.2	215	215-240
N-27-150521	520-550	14.0	15.0	6.0-6.8	260	260-290
N-27-150621	620-660	15.0	16.0	6.0-6.8	310	310-350
N-27-150721	720-760	16.0	17.0	6.1-7.1	360	360-400

Natrelle® Estilo 150 Altura Baja

Implante Mamario Lúmen expansible con relleno de Solución Salina ajustable con Gel TruForm®3 BioDIMENSIONAL®, acceso remoto, cápsula con barrera INTRASHIEL®, formato anatómico BioCELL® texturizado.



Catálogo #	Volumen (cm³)	Ancho A (cm)	Altura B (cm)	Protección C (cm)	Relleno Gel (g)	Relleno c/ S. Salina (cm³)
N-27-150136	135-145	9.5	8.0	4.2-4.8	45	90-100
N-27-150166	165-175	10.5	8.5	4.2-4.8	65	100-110
N-27-150236	235-255	11.5	9.5	4.7-5.7	85	150-170
N-27-150296	295-315	12.5	10.5	4.8-5.8	100	195-215
N-27-150386	385-405	13.5	11.5	5.2-6.2	125	260-280
N-27-150496	495-520	14.5	12.5	5.6-6.6	170	325-350
N-27-150626	625-655	16.0	14.0	5.9-6.9	215	410-440

Kit de Conexión para Tubo de Llenado de Válvula

Catálogo	#Unidades
N-30-00019 Kit de Retiro de Válvula	Conjunto

Accesorio Opcional: Kit de Conexión para Tubo de Llenado de Válvula

Después de alcanzar la expansión deseada y el portal de inyección haya sido retirado, se usa el kit para sellar el tubo del implante Natrelle® Estilo 150. Cada kit viene en envase estéril y doblemente sellado conteniendo:

- Un aplicador (Pino de Presión y Tubo de Transporte)
- 3 tubos de Silicona

Los más Avanzados Dispositivos y Métodos Disponibles

El Sistema BioDIMENSIONAL® para reconstrucción mamaria es una aproximación amplia basada en la forma anatómica y técnicas dimensionales. Desarrollado por G. Patrick Maxwell M.D., médico de Nashville, Tenesse, la reconstrucción mamaria en 2 prácticas utilizando un expansor del tejido anatómico e implantes mamarios anatómicos texturizados BioCELL®, combina planificación lógica y el diseño avanzado del producto. Esto resulta en una mama con contorno en reconstrucción unilateral y bilateral.

Texturización BioCELL®

Promueve crecimiento del tejido moderado, inhibe la migración del expansor, y produce tejido con mayor elasticidad durante el proceso de expansión para preparar el lugar recientemente formado para el cambio del expansor/implante.

Dimensiones de Ancho de base Compatibles

Los modelos de expansión de tejidos de Natrelle® Estilos 133 LV, 133 MV e 133 FV presentan bases con dimensiones que son adecuadas a los implantes mamarios Natrelle® Estilo 410 BioDIMENSIONAL® para reconstrucción mamaria en 2 prácticas.

Magna-Site® - Lugar de Inyección

El lugar de inyección del expansor se hace con un magneto permanente producido con una pieza especial magnetizada para asegurar eficacia de larga duración al sistema de localización.

Magna-Finder® - Aparato Localizador

Para facilitar la detección del Magna-Site® una aguja magnética garantiza precisión en el lugar de inyección.


Formas Anatómicas

Aseguran un camino ideal y lugar adecuadamente formado durante el proceso de expansión para aceptar el implante anatómicamente y proporcionar un resultado estético natural.

Natrelle® Estilo 133 LV

Altura Baja/Proyección Variable

Expansor de tejido BioDIMENSIONAL® para la reconstrucción mamaria en 2 prácticas, texturización BioCELL®, localizador de inyección integral MAGNA-SITE®, altura baja, forma anatómica.




Catálogo #	Volumen de Relleno sugerido (cm³)	Ancho A (cm)	Largura B (cm)	Proyección C (cm)	Altura D (cm)
N-67-133LV11	150	11.0	7.0	4.7	7.6
N-67-133LV12	200	12.0	7.5	5.3	8.4
N-67-133LV13	300	13.0	8.0	5.7	9.1
N-67-133LV14	350	14.0	8.5	6.0	9.7
N-67-133LV15	400	15.0	9.0	6.3	10.5
N-67-133LV16	500	16.0	9.5	6.3	11.3

Natrelle® Estilo 133 MV

Altura Moderada/Proyección Variable

Expansor de tejido BioDIMENSIONAL® para la reconstrucción mamaria en 2 prácticas, texturización BioCELL®, localizador de inyección integral MAGNA-SITE®, altura moderada, forma anatómica.




Catálogo #	Volumen de Relleno sugerido (cm³)	Ancho A (cm)	Altura B (cm)	Proyección C (cm)
N-67-133MV11	250	11.0	10.0	4.9
N-67-133MV12	300	12.0	11.1	5.2
N-67-133MV13	400	13.0	12.0	5.6
N-67-133MV14	500	14.0	13.0	6.0
N-67-133MV15	600	15.0	14.0	6.3
N-67-133MV16	700	16.0	15.0	6.6

Natrelle® Estilo 133 FV

Altura Alta/Proyección Variable

Expansor de tejido BioDIMENSIONAL® para la reconstrucción mamaria en 2 prácticas, texturización BioCELL®, localizador de inyección integral MAGNA-SITE®, altura alta, forma anatómica.



Catálogo #	Volumen de Relleno sugerido (cm³)	Ancho A (cm)	Altura B (cm)	Proyección C (cm)
N-67-133FV11	300	11.0	11.5	5.0
N-67-133FV12	400	12.0	12.5	5.3
N-67-133FV13	500	13.0	13.5	5.7
N-67-133FV14	600	14.0	14.5	6.2
N-67-133FV15	750	15.0	15.5	6.7
N-67-133FV16	850	16.0	16.5	6.8



Natrelle®
Estilo 133 LV



Natrelle® Estilo
133 MV



Natrelle® Estilo
133 FV


BioDIMENSIONAL® em en 2 Prácticas

Reconstrucción Mamaria con expansor

BioDIMENSIONAL® en 2 prácticas

MAGNA-FINDER®

Catálogo	#Unidades
N-30-00004 MagnaFinder®	Conjunto



Dimensiones Indicadas

Las dimensiones del expansor son medidas y recomendadas con volumen llenado con el expansor colocado en superficie plana.

Nota: no todo expansor será ajustado de acuerdo con las dimensiones dadas. Pequeñas variaciones pueden ocurrir.

Cuidado: el magneto contenido en este aparato es contraindicado cuando pudiera afectar a otros aparatos polarizados, por ejemplo, marcapaso, aparatos de infusión de medicamentos, aparatos sensitivos artificiales, productos similares y procedimientos MRI.

Pruebas in vitro demuestran que MAGNA-SITE® es detectado a través de 60 mm de tejido.

Sizers

También conocidos como Calibradores Reesterilizables de Implantes Mamarios, los Probadores de Allergan se destinan a la colocación temporaria intraoperatoria, con la finalidad de determinar el volumen de implante mamario a ser utilizado en la paciente.

Cada Probador es suministrado con esterilización previa y se destina a un máximo de diez reutilizaciones adicionales, luego de la limpieza, desinfección y esterilización posterior a cada utilización. Por estar proyectados para utilización temporaria, los Probadores no deben ser implantados permanentemente.

Natrelle® Sizer 410 MM

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZMM185	185	9.6	10.5	3.8
N-SZMM215	215	10.1	11.0	4.0
N-SZMM245	245	10.6	11.5	4.2
N-SZMM280	280	11.1	12.0	4.4
N-SZMM320	320	11.6	12.5	4.6
N-SZMM360	360	12.1	13.0	4.8
N-SZMM400	400	12.5	13.5	5.0
N-SZMM450	450	12.9	14.0	5.2

Natrelle® Sizer 410 MF

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZMF195	195	9.6	10.5	4.2
N-SZMF225	225	10.1	11.0	4.4
N-SZMF255	255	10.6	11.5	4.6
N-SZMF295	295	11.1	12.0	4.8
N-SZMF335	335	11.6	12.5	5.1
N-SZMF375	375	12.1	13.0	5.2
N-SZMF420	420	12.5	13.5	5.3
N-SZMF470	470	12.9	14.0	5.6

Natrelle® Sizer 410 MX

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZMX195	195	9.1	10.0	4.9
N-SZMX225	225	9.6	10.5	5.1
N-SZMX255	255	10.1	11.0	5.3
N-SZMX290	290	10.6	11.5	5.5
N-SZMX325	325	11.1	12.0	5.7
N-SZMX370	370	11.6	12.5	6.0
N-SZMX410	410	12.1	13.0	6.1
N-SZMX445	445	12.5	13.5	6.2

Natrella® Sizer 410 FM

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZFM180	180	10.5	10.0	3.6
N-SZFM205	205	11.0	10.5	3.8
N-SZFM235	235	11.5	11.0	4.5
N-SZFM270	270	12.0	11.5	4.2
N-SZFM310	310	12.5	12.0	4.4
N-SZFM350	350	13.0	12.5	4.6
N-SZFM395	395	13.5	13.0	4.8

Natrella® Sizer 410 FF

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZFF185	185	10.5	10.0	4.0
N-SZFF220	220	11.0	10.5	4.2
N-SZFF255	255	11.5	11.0	4.4
N-SZFF290	290	12.0	11.5	4.6
N-SZFF335	335	12.5	12.0	4.8
N-SZFF375	375	13.0	12.5	5.1
N-SZFF425	425	13.5	13.0	5.2

Natrella® Sizer 410 FX

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZFX185	185	10.0	9.5	4.6
N-SZFX215	215	10.5	10.0	4.9
N-SZFX245	245	11.0	10.5	5.1
N-SZFX280	280	11.5	11.0	5.3
N-SZFX315	315	12.0	11.5	5.5
N-SZFX360	360	12.5	12.0	5.7
N-SZFX410	410	13.0	12.5	6.0
N-SZFX450	450	13.5	13.0	6.1

Natrella® Sizer 410 LF

Sistema BioDIMENSIONAL® anatómico, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZLF175	175	8.6	10.5	4.2
N-SZLF205	205	9.1	11.0	4.4
N-SZLF240	240	9.6	11.5	4.6
N-SZLF270	270	10.1	12.0	4.8
N-SZLF310	310	10.5	12.5	5.1
N-SZLF390	390	11.4	13.5	5.3
N-SZLF440	440	11.8	14.0	5.6

Natrella® Sizer INSPIRA

Sizer redondo, proyección baja, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZRL230	230	12.5	2.5
N-SZRL260	260	13.0	2.6
N-SZRL290	290	13.5	2.7
N-SZRL320	320	14.0	2.8
N-SZRL350	350	14.25	2.9
N-SZRL380	380	14.5	3.0
N-SZRL410	410	15.0	3.1

Natrella® Sizer INSPIRA

Sizer redondo, proyección moderada, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZRM175	175	10.0	3.3
N-SZRM210	210	10.5	3.5
N-SZRM240	240	11.0	3.7
N-SZRM255	255	11.25	3.8
N-SZRM275	275	11.5	3.9
N-SZRM295	295	11.75	3.9
N-SZRM310	310	12.0	4.0
N-SZRM330	330	12.25	4.1
N-SZRM345	345	12.5	4.2
N-SZRM360	360	12.75	4.2
N-SZRM375	375	13.0	4.3
N-SZRM405	405	13.25	4.4

Natrella® Sizer INSPIRA

Sizer redondo, proyección completa, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZRF220	220	10.0	4.2
N-SZRF240	240	10.5	4.3
N-SZRF265	265	11.0	4.5
N-SZRF295	295	11.25	4.6
N-SZRF325	325	11.5	4.7
N-SZRF335	335	11.75	4.8
N-SZRF345	345	12.0	4.9
N-SZRF365	365	12.25	5.0
N-SZRF385	385	12.5	5.1
N-SZRF415	415	12.75	5.2
N-SZRF450	450	13.0	5.3

Natrella® Sizer INSPIRA

Sizer redondo, proyección completa, superficie lisa y relleno con gel TruForm®2.

Catálogo #	Tamaño (g)	Diámetro (cm)	Proyección B (cm)
N-SZRX255	255	10.0	4.8
N-SZRX285	285	10.5	5.0
N-SZRX310	310	11.0	5.4
N-SZRX340	340	11.25	5.5
N-SZRX375	375	11.5	2.7
N-SZRX400	400	11.55	5.8
N-SZRX420	420	12.0	5.9
N-SZRX445	445	12.25	6.0
N-SZRX470	470	12.5	6.2

Referencias Bibliográficas

- 1 - Abramo et al. How Texture-Inducing Contraction Vectors Affect the Fibrous Capsule Shrinkage Around Breasts Implants? Aesth Plast Surg (2010) 34:555-560
- 2 - Danino et al. Comparison of the Capsular Response to the Biocell RTV and Mentor 1600 Siltex Breast Implant Surface Texturing: A Scanning Electron Microscopic Study. Plast Recon Surg (2001) Vol. 108, N°7
- 3 - FDA Summary of Safety and Effectiveness Data PMA: P020056 Nov./2006
www.fda.gov
- 4 - Héden, Bronz, Elberg et al. Long-Term Safety and Effectiveness of Style 410 Highly Cohesive Silicone Breast Implants Aesth. Plast. Surg (2009) 33:430-436



ALLERGAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.:

Av. del Libertador, 498 - piso 29° • Buenos Aires

Conmutador: +(54 11) 6322-6464

Directo de Ventas: (54-11) 6322-6433

ALLERGAN BRASIL:

Av. Dr. Cardoso de Mello, 1955

13° andar • CEP 04548-005

São Paulo • SP

Tel. (55 11) 3048-0500

Fax: (55 11) 3849-4575 / 3044-0777

ALLERGAN CHILE:

Av. Vitacura, 2736 - Oficina 1501

Las Condes • Santiago

Tel.: +(56 2) 335-9000

MATERIAL EXCLUSIVO PARA MÉDICOS.

Para más información,
ingrese a nuestra Página Web



www.natrelle.com