


Cruiser



Control perfecto y manejo sencillo



Tratamiento de múltiples vasos gracias a la conservación de la forma de la punta y a una mayor durabilidad



Navegabilidad suave y visibilidad óptima de la guía

Cruiser

Indicado para arterias coronarias*.

Intervencionismo
vascular
Coronario



Datos técnicos	Guía
Diámetro	0,014 pulg.
Longitud	190 cm
Material del núcleo de la guía proximal	Acero inoxidable
Material del núcleo de la guía distal	Nitinol enriquecido con cromo
Bobina proximal	Acero inoxidable
Bobina distal	Platino, radiopaco (3 cm para soporte estándar/4,5 cm para ES)
Espiral maleable	Acero inoxidable (3 cm)
Recubrimiento (catéter) proximal	PTFE
Recubrimiento distal	Hidrófobo (30 cm)
Niveles de flexibilidad de la punta	Muy flexible, flexible, flexibilidad media
Niveles de soporte	Soporte estándar y extra (ES)
Marcadores del catéter	A 92 cm y 102 cm de la punta distal

Información sobre pedidos	Número de catálogo	Forma de la punta	Flexibilidad de la punta	Código de color de etiqueta	Nivel de soporte	Longitud
	351460	Recta	Muy flexible	■ Rojo	Soporte estándar	190 cm
	351463	J	Muy flexible	■ Rojo	Soporte estándar	190 cm
	351461	Recta	Flexible	■ Naranja	Soporte estándar	190 cm
	351464	J	Flexible	■ Naranja	Soporte estándar	190 cm
	351462	Recta	Media	■ Azul	Soporte estándar	190 cm
	351465	J	Media	■ Azul	Soporte estándar	190 cm
	351466	Recta	Muy flexible	■ Marrón	Soporte extra	190 cm
	351468	J	Muy flexible	■ Marrón	Soporte extra	190 cm
	351467	Recta	Flexible	■ Amarillo	Soporte extra	190 cm
	351469	J	Flexible	■ Amarillo	Soporte extra	190 cm

*Indicado también para arterias periféricas según instrucciones de uso.