

Splenis

POP TISSUE ANCHORING SYSTEM



El sistema más universal
para la **reparación de**
prolapso de órganos pélvicos

Fácil fijación al ligamento
sacroespinoso vía vaginal.

Promedon
— People + Innovation



En la práctica

Ofrece la última tecnología para la suspensión apical y fijación al ligamento sacroespinoso.

Splentis está indicado para colpopexia vaginal, brindando una suspensión apical confiable mediante una cirugía mínimamente invasiva, con abordaje anterior o posterior.

Las tecnologías de los arpones TAS (Tissue Anchoring System) y RIG (Retractable Insertion Guide), junto con el implante de refuerzo de **Splentis**, le brindan todo lo que Ud. necesita para el tratamiento de la mayoría de los casos de prolapso.

En caso de ser necesario, puede combinar **Splentis** con una colpografía para corregir casos mas complejos.

- ✓ Prolapso uterino
- ✓ Prolapso de cúpula vaginal
- ✓ Prolapso anterior con defecto apical
- ✓ Prolapso posterior con defecto apical

- Procedimiento simple y seguro^{1,2}
- Mínimamente invasivo²
- Fácil de aprender³

Sistema único de fijación: Arpones TAS

- Exactitud y fuerte fuerza de suspensión.
- Fijación confiable.
- Seguridad en el contacto con estructuras vasculares y nerviosas.¹

Beneficios



- Certeza y simplicidad en la fijación al ligamento sacroespinoso.
- Resultados durables.
- Baja tasa de complicaciones.

Anclaje seguro

6 Puntos de fijación a 360°

Referencias:


1. Examen de bioseguridad. Datos en archivo.
2. Paulo Palma, Cassio Riccetto, Tiago Aguiar, Wilmar Azal Neto. Campinas, Brazil. Apical sling for site specific pelvic organ prolapse repair. Eur Urol Suppl 2014;13:eV63.
3. Evaluación de la experiencia de un cirujano novato. Datos en archivo.



Colocación precisa: Guía Retráctil de Inserción (RIG)

Beneficios


- Precisión y seguridad en maniobras quirúrgicas.
- Posibilidad de elegir el abordaje apropiado para cada paciente.
- Control total en la retención y liberación de arpones TAS.



Neoligamento Bilateral Implante complementario de refuerzo

El cirujano puede decidir si los tejidos originales son lo suficientemente fuertes para ser suturados y tensionados. De no serlo, el implante de refuerzo de polipropileno tipo I, ofrece una opción confiable de anclaje en el área que será tensionada.


El implante de refuerzo actúa como un neoligamento bilateral, ofreciendo una segunda instancia de fijación, estable y definitiva, al nivel I de De Lancey.



Splentis

POP TISSUE ANCHORING SYSTEM

Comparación de fuerza máxima de suspensión⁴



	TAS	Sutura de prolene-0
Fuerza máxima de suspensión promedio	37.4 N	35.4 N

Información del producto

SPLENTIS POP TISSUE ANCHORING SYSTEM

Código de producto: KIT-UT-01

- 3 Arpones TAS con suturas
- 1 Guía Retráctil de Inserción
- 1 Implante de Refuerzo
- 1 Aguja de sutura con ojal

Promedon
People + Innovation

www.promedonproducts.com

⁴ Información en archivo. Evaluación de bioseguridad de laboratorio con cadáveres. Los resultados de estos estudios pueden no ser predictivos de otros casos.